

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



HANDSCHUHBOX-ZUBEHÖR

Kleines Handschuhfach im Vorzimmer

Kleine Handschuhbox-Vorkammer für den Transfer von Proben und Materialien in Systeme mit kontrollierter Atmosphäre, mit manuellen Ventilen für Vakuumevakuierung und Gasnachfüllung.

<https://www.gloveboxs.com/de/products/glove-box-accessories/small-glove-box-antechamber.html>

Generated at 2026-08-17 04:04:04



Produktübersicht

Kleine Handschuhbox-Vorkammer für den Transfer von Proben und Materialien in Systeme mit kontrollierter Atmosphäre, mit manuellen Ventilen für Vakuumevakuierung und Gasnachfüllung.

Technische Parameter

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Produkteinführung

Durchmesser 150 mm, Länge 300 mm

Manuelles Ventil steuert Entnahme und Nachfüllung

Zubehör und Anpassung

Zubehör

Mahlbecher, Heizelemente, Probenhalter, Steuermodule und weiteres passendes Zubehör können entsprechend der Produktkonfiguration ausgewählt werden.

Anpassung

Für Spannung, Kapazität, Kammergröße, Prozesstemperatur oder Anwendungsanforderungen kontaktieren Sie bitte TENCAN für eine passende Konfiguration.