

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ACESSÓRIOS PARA CAIXA DE LUVAS

Antecâmara do porta-luvas grande

Grande antecâmara cilíndrica do porta-luvas em aço inoxidável 304 para transferência de materiais em sistemas de atmosfera controlada. Apresenta uma porta de câmara de travamento axial para vedação segura e operação conveniente.

<https://www.gloveboxs.com/pt/products/glove-box-accessories/large-glove-box-antechamber.html>

Generated at 2026-08-17 04:04:29



TENCAN

Visão geral do produto

Grande antecâmara cilíndrica do porta-luvas em aço inoxidável 304 para transferência de materiais em sistemas de atmosfera controlada. Apresenta uma porta de câmara de travamento axial para vedação segura e operação conveniente.

Parâmetros técnicos

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Introdução do produto

Formato: cilíndrico (aço inox 304), conectado ao porta-luvas, utilizando Escotilha de transição grande tipo bloqueio de eixo, fácil de operar.

Acessórios e personalização

Acessórios

Jarras de moagem, elementos de aquecimento, suportes de amostras, módulos de controle e outros acessórios compatíveis podem ser selecionados de acordo com a configuração do produto.

Personalização

Para requisitos de tensão, capacidade, tamanho da câmara, temperatura de processo ou aplicação, entre em contato com a TENCAN para uma configuração adequada.