

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕРЧАТОЧНЫХ БОКСОВ

Вакуумный насос с сухой спиралью для перчаточного ящика

Безмасляный сухой спиральный вакуумный насос, предназначенный для систем перчаточных боксов, обеспечивающий чистую и надежную работу вакуума без загрязнения маслом для вакуумирования и приложений с контролируемой атмосферой.



<https://www.gloveboxs.com/ru/products/glove-box-accessories/glove-box-dry-scroll-vacuum-pump.html>

Generated at 2026-08-17 04:04:53

Обзор продукта

Безмасляный сухой спиральный вакуумный насос, предназначенный для систем перчаточных боксов, обеспечивающий чистую и надежную работу вакуума без загрязнения маслом для вакуумирования и приложений с контролируемой атмосферой.

Технические параметры

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Описание продукта

Скорость откачки: 35 м³ч⁻¹ / 21 фут³мин⁻¹

Предельный вакуум: 1 x 10⁻² мбар / 8 x 10⁻³ Торр

Мощность двигателя: 0,52 кВт

Входной фланец: NW40

Электрические требования: 115/230 В.

Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.