

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



グローブボックスアクセサリー

グローブボックス ドライスクロール 真空ポンプ

グローブボックスシステム用に設計されたオイルフリードライスクロール真空ポンプは、真空排気や雰囲気制御用途において油による污染がなく、クリーンで信頼性の高い真空性能を提供します。

<https://www.glovebox.com/ja/products/glove-box-accessories/glove-box-dry-scroll-vacuum-pump.html>

Generated at 2026-08-17 04:04:54



製品概要

グローブ ボックス システム用に設計されたオイルフリー ドライ スクロール真空ポンプは、真空排気や雰囲気制御用途において油による汚染がなく、クリーンで信頼性の高い真空性能を提供します。

技術パラメータ

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



製品紹介

排気速度□35 m³h-1 / 21 ft³min-1

到達真空度□1×10⁻²mbar / 8×10⁻³Torr

モーター出力□0.52kW

入口フランジ□NW40

電気要件□115/230 V

アクセサリーとカスタマイズ

アクセサリ

粉碎ジャー、加熱素子、サンプルホルダー、制御モジュールなどの対応アクセサリは、製品構成に応じて選択できます。

カスタマイズ

電圧、容量、チャンバーサイズ、プロセス温度、用途要件については、適切な構成をご提案するためにTENCANまでお問い合わせください。