

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



글러브 박스 액세서리

글러브 박스 건식 스크롤 진공 펌프

글러브 박스 시스템용으로 설계된 오일 프리 건식 스크롤 진공 펌프는 배기 및 대기 제어 응용 분야에서 오일 오염 없이 깨끗하고 안정적인 진공 성능을 제공합니다.

<https://www.gloveboxs.com/ko/products/glove-box-accessories/glove-box-dry-scroll-vacuum-pump.html>

Generated at 2026-08-17 04:04:56



제품 개요

글러브 박스 시스템용으로 설계된 오일 프리 건식 스크롤 진공 펌프는 배기 및 대기 제어 응용 분야에서 오일 오염 없이 깨끗하고 안정적인 진공 성능을 제공합니다.

기술 매개변수

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



제품 소개

펌핑 속도: 35 m³h⁻¹ / 21 ft³min⁻¹

최대 진공: 1 x 10⁻² mbar / 8 x 10⁻³ Torr

모터 출력: 0.52kW

입구 플랜지 : NW40

전기 요구사항: 115/230V

액세서리 및 맞춤 제작

액세서리

분쇄 용기, 가열 요소, 샘플 홀더, 제어 모듈 및 기타 호환 액세서는 제품 구성에 따라 선택할 수 있습니다.

맞춤 구성

전압, 용량, 챔버 크기, 공정 온도 또는 적용 요구 사항은 적절한 구성을 위해 TENCAN에 문의하십시오.