

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



HANDSCHUHBOX-ZUBEHÖR

Handschuhfach-Trocken- Scroll-Vakuumpumpe

Ölfreie, trockene Scroll-Vakuumpumpe für Glove-Box-Systeme, die saubere und zuverlässige Vakuumleistung ohne Ölverunreinigung für Evakuierungs- und kontrollierte Atmosphärenanwendungen bietet.

<https://www.gloveboxs.com/de/products/glove-box-accessories/glove-box-dry-scroll-vacuum-pump.html>

Generated at 2026-08-17 04:04:58



Produktübersicht

Ölfreie, trockene Scroll-Vakuumpumpe für Glove-Box-Systeme, die saubere und zuverlässige Vakuumleistung ohne Ölverunreinigung für Evakuierungs- und kontrollierte Atmosphärenanwendungen bietet.

Technische Parameter

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Produkteinführung

Sauggeschwindigkeit: 35 m³h⁻¹ / 21 ft³min⁻¹

Höchstvakuum: 1 x 10⁻² mbar / 8 x 10⁻³ Torr

Motorleistung: 0,52 kW

Einlassflansch: NW40

Elektrische Anforderungen: 115/230 V

Zubehör und Anpassung

Zubehör

Mahlbecher, Heizelemente, Probenhalter, Steuermodule und weiteres passendes Zubehör können entsprechend der Produktkonfiguration ausgewählt werden.

Anpassung

Für Spannung, Kapazität, Kammergröße, Prozesstemperatur oder Anwendungsanforderungen kontaktieren Sie bitte TENCAN für eine passende Konfiguration.