

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ACCESORIOS PARA GUANTERAS

Bomba de vacío de desplazamiento seco para guantera

Bomba de vacío de espiral seca sin aceite diseñada para sistemas de caja de guantes, que proporciona un rendimiento de vacío limpio y confiable sin contaminación de aceite para aplicaciones de evacuación y atmósfera controlada.

<https://www.gloveboxs.com/es/products/glove-box-accessories/glove-box-dry-scroll-vacuum-pump.html>

Generated at 2026-08-17 04:04:59



Descripción general del producto

Bomba de vacío de espiral seca sin aceite diseñada para sistemas de caja de guantes, que proporciona un rendimiento de vacío limpio y confiable sin contaminación de aceite para aplicaciones de evacuación y atmósfera controlada.

Parámetros técnicos

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Introducción del producto

Velocidad de bombeo: 35 m³h⁻¹ / 21 pies³min⁻¹

Vacío máximo: 1 x 10⁻² mbar / 8 x 10⁻³ Torr

Potencia del motor: 0,52 kW

Brida de entrada: NW40

Requisitos eléctricos: 115/230 V

Accesorios y personalización

Accesorios

Los frascos de molienda, elementos calefactores, soportes de muestras, módulos de control y otros accesorios compatibles se pueden seleccionar según la configuración del producto.

Personalización

Para requisitos de voltaje, capacidad, tamaño de cámara, temperatura de proceso o aplicación, contacte con TENCAN para una configuración adecuada.