

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ACCESSOIRES POUR BOÎTE À GANTS

Pompe à vide à défilement sec pour boîte à gants

Pompe à vide à spirale sèche sans huile conçue pour les systèmes de boîtes à gants, offrant des performances de vide propres et fiables sans contamination par l'huile pour les applications d'évacuation et d'atmosphère contrôlée.

<https://www.gloveboxs.com/fr/products/glove-box-accessories/glove-box-dry-scroll-vacuum-pump.html>

Generated at 2026-08-17 04:05:03



Présentation du produit

Pompe à vide à spirale sèche sans huile conçue pour les systèmes de boîtes à gants, offrant des performances de vide propres et fiables sans contamination par l'huile pour les applications d'évacuation et d'atmosphère contrôlée.

Paramètres techniques

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Présentation du produit

Vitesse de pompage □ 35 m³h⁻¹ / 21 ft³min⁻¹

Vide ultime : 1 x 10⁻² mbar / 8 x 10⁻³ Torr

Puissance du moteur : 0,52 kW

Bride d'entrée □ NW40

Exigences électriques : 115/230 V

Accessoires et personnalisation

Accessoires

Les bols de broyage, éléments chauffants, porte-échantillons, modules de commande et autres accessoires compatibles peuvent être sélectionnés selon la configuration du produit.

Personnalisation

Pour les exigences de tension, capacité, taille de chambre, température de procédé ou application, veuillez contacter TENCAN pour une configuration adaptée.