

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ملحقات صندوق القفازات

صندوق القفازات مضخة فراغ التمرير الجاف

مضخة تفريغ جافة خالية من الزيت مصممة لأنظمة صندوق القفازات، مما يوفر أداء تفريغ نظيف وموثوق دون تلوث الزيت لتطبيقات الإخلاء والجو المتحكم فيه.

<https://www.gloveboxs.com/ar/products/glove-box-accessories/glove-box-dry-scroll-vacuum-pump.html>

Generated at 2026-08-17 04:05:06



نظرة عامة على المنتج

مضخة تفريغ جافة خالية من الزيت مصممة لأنظمة صندوق القفازات، مما يوفر أداء تفريغ نظيف وموثوق دون تلوث الزيت لتطبيقات الإخلاء والجو المتحكم فيه.

المعلومات الفنية

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



مقدمة المنتج

سرعة الضخ: 35 م³/ساعة - 1/21 قدم³/دقيقة - 1

الفراغ النهائي: 1 × 10⁻² - 8 × 10⁻³ تور

قوة المحرك: 0.52 كيلو واط

شفة المدخل: NW40

المتطلبات الكهربائية: 115/230 فولت

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.