

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



글러브 박스 액세서리

글러브 박스 수분 분석기

제어된 대기 시스템에서 수증기 수준을 지속적으로 모니터링하도록 설계된 글러브 박스 수분 분석기는 민감한 실험실 및 생산 공정에서 안정적인 저수분 조건을 유지하는 데 도움이 됩니다.

<https://www.gloveboxs.com/ko/products/glove-box-accessories/glove-box-moisture-analyzer.html>

Generated at 2026-08-17 04:05:32



제품 개요

제어된 대기 시스템에서 수증기 수준을 지속적으로 모니터링하도록 설계된 글로브 박스 수분 분석기는 민감한 실험실 및 생산 공정에서 안정적인 저수분 조건을 유지하는 데 도움이 됩니다.

기술 매개변수

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



제품 소개

측정 범위: 0-500ppr

전원 공급 장치: DC24V

신호: 4-20mA

정확도: PLC 또는 독립 디스플레이를 통해 100ppm 이내에서 표시된 값의 2% $\pm$ 1ppm

액세서리 및 맞춤 제작

액세서리

분쇄 용기, 가열 요소, 샘플 홀더, 제어 모듈 및 기타 호환 액세서리는 제품 구성에 따라 선택할 수 있습니다.

맞춤 구성

전압, 용량, 챔버 크기, 공정 온도 또는 적용 요구 사항은 적절한 구성을 위해 TENCAN에 문의하십시오.