

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



HANDSCHUHBOX-ZUBEHÖR

Handschuhfach- Feuchtigkeitsanalysator

Glovebox-Feuchtigkeitsanalysator zur kontinuierlichen Überwachung des Wasserdampfgehalts in Systemen mit kontrollierter Atmosphäre und zur Aufrechterhaltung stabiler Bedingungen mit niedriger Feuchtigkeit für empfindliche Labor- und Produktionsprozesse.

<https://www.gloveboxs.com/de/products/glove-box-accessories/glove-box-moisture-analyzer.html>

Generated at 2026-08-17 04:05:33



TENCAN

Produktübersicht

Glovebox-Feuchtigkeitsanalysator zur kontinuierlichen Überwachung des Wasserdampfgehalts in Systemen mit kontrollierter Atmosphäre und zur Aufrechterhaltung stabiler Bedingungen mit niedriger Feuchtigkeit für empfindliche Labor- und Produktionsprozesse.

Technische Parameter

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Produkteinführung

Messbereich: 0-500 ppm

Stromversorgung: DC24V

Signal: 4-20 mA

Genauigkeit: 2 % des angezeigten Wertes ± 1 ppm innerhalb von 100 ppm durch SPS oder unabhängige Anzeige

Zubehör und Anpassung

Zubehör

Mahlbecher, Heizelemente, Probenhalter, Steuermodule und weiteres passendes Zubehör können entsprechend der Produktkonfiguration ausgewählt werden.

Anpassung

Für Spannung, Kapazität, Kammergröße, Prozesstemperatur oder Anwendungsanforderungen kontaktieren Sie bitte TENCAN für eine passende Konfiguration.