

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ACCESORIOS PARA GUANTERAS

Analizador de humedad de guantera

Analizador de humedad en caja de guantes diseñado para el monitoreo continuo de los niveles de vapor de agua en sistemas de atmósfera controlada, lo que ayuda a mantener condiciones estables de baja humedad para procesos sensibles de laboratorio y producción.

<https://www.gloveboxs.com/es/products/glove-box-accessories/glove-box-moisture-analyzer.html>

Generated at 2026-08-17 04:05:35



TENCAN

Descripción general del producto

Analizador de humedad en caja de guantes diseñado para el monitoreo continuo de los niveles de vapor de agua en sistemas de atmósfera controlada, lo que ayuda a mantener condiciones estables de baja humedad para procesos sensibles de laboratorio y producción.

Parámetros técnicos

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Introducción del producto

Rango de medición: 0-500ppr

Fuente de alimentación: CC 24 V.

Señal: 4-20 mA

Precisión: 2% del valor mostrado ± 1 ppm dentro de 100ppm a través de PLC o pantalla independiente

Accesorios y personalización

Accesorios

Los frascos de molienda, elementos calefactores, soportes de muestras, módulos de control y otros accesorios compatibles se pueden seleccionar según la configuración del producto.

Personalización

Para requisitos de voltaje, capacidad, tamaño de cámara, temperatura de proceso o aplicación, contacte con TENCAN para una configuración adecuada.