

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ACESSÓRIOS PARA CAIXA DE LUVAS

Analizador de umidade do porta-luvas

Analizador de umidade de porta-luvas projetado para monitoramento contínuo dos níveis de vapor de água em sistemas de atmosfera controlada, ajudando a manter condições estáveis de baixa umidade para processos laboratoriais e de produção sensíveis.

<https://www.gloveboxs.com/pt/products/glove-box-accessories/glove-box-moisture-analyzer.html>

Generated at 2026-08-17 04:05:40



TENCAN

Visão geral do produto

Analizador de umidade de porta-luvas projetado para monitoramento contínuo dos níveis de vapor de água em sistemas de atmosfera controlada, ajudando a manter condições estáveis de baixa umidade para processos laboratoriais e de produção sensíveis.

Parâmetros técnicos

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Introdução do produto

Faixa de medição: 0-500ppr

Fonte de alimentação: DC24V

Sinal: 4-20ma

Precisão: 2% do valor exibido ± 1 ppm dentro de 100ppm através de PLC ou display independente

Acessórios e personalização

Acessórios

Jarras de moagem, elementos de aquecimento, suportes de amostras, módulos de controle e outros acessórios compatíveis podem ser selecionados de acordo com a configuração do produto.

Personalização

Para requisitos de tensão, capacidade, tamanho da câmara, temperatura de processo ou aplicação, entre em contato com a TENCAN para uma configuração adequada.