

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



グローブボックスアクセサリー

グローブボックスジルコニア酸素計

ジルコニア酸素分析計は、グローブボックスシステムでの連続 O₂ モニタリング用に設計されており、雰囲気制御された実験室や生産用途に安定した信頼性の高い測定を提供します。

<https://www.gloveboxs.com/ja/products/glove-box-accessories/glove-box-zirconia-oxygen-analyzer.html>

Generated at 2026-08-17 04:05:47



製品概要

ジルコニア酸素分析計は、グローブ ボックス システムでの連続 O₂ モニタリング用に設計されており、雰囲気制御された実験室や生産用途に安定した信頼性の高い測定を提供します。

技術パラメータ

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



製品紹介

測定範囲:0-1000ppm

電源□DC24V

信号:4-20mA

精度: PLC または独立したディスプレイを介して、表示値の $2\% \pm 1\text{ppm}$ (100ppm 以内)

アクセサリとカスタマイズ

アクセサリ

粉碎ジャー、加熱素子、サンプルホルダー、制御モジュールなどの対応アクセサリは、製品構成に応じて選択できます。

カスタマイズ

電圧、容量、チャンバーサイズ、プロセス温度、用途要件については、適切な構成をご提案するためにTENCANまでお問い合わせください。