

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



글러브 박스 액세서리

글러브 박스 지르코니아 산소 분석기

글러브 박스 시스템에서 지속적인 O₂ 모니터링을 위해 설계된 지르코니아 산소 분석기는 제어된 대기 실험실 및 생산 응용 분야에 안정적이고 신뢰할 수 있는 측정을 제공합니다.

<https://www.gloveboxs.com/ko/products/glove-box-accessories/glove-box-zirconia-oxygen-analyzer.html>

Generated at 2026-08-17 04:05:49



제품 개요

글로브 박스 시스템에서 지속적인 O2 모니터링을 위해 설계된 지르코니아 산소 분석기는 제어된 대기 실험실 및 생산 응용 분야에 안정적이고 신뢰할 수 있는 측정을 제공합니다.

기술 매개변수

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



제품 소개

측정 범위: 0-1000ppm

전원 공급 장치: DC24V

신호: 4-20mA

정확도: PLC 또는 독립 디스플레이를 통해 100ppm 이내에서 표시된 값의 2% $\pm$ 1ppm

액세서리 및 맞춤 제작

액세서리

분쇄 용기, 가열 요소, 샘플 홀더, 제어 모듈 및 기타 호환 액세서는 제품 구성에 따라 선택할 수 있습니다.

맞춤 구성

전압, 용량, 챔버 크기, 공정 온도 또는 적용 요구 사항은 적절한 구성을 위해 TENCAN에 문의하십시오.