

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



HANDSCHUHBOX-ZUBEHÖR

Handschuhfach-Zirkonoxid-Sauerstoffanalysator

Zirkonoxid-Sauerstoffanalysator für die kontinuierliche O₂-Überwachung in Glove-Box-Systemen und bietet stabile und zuverlässige Messungen für Labor- und Produktionsanwendungen mit kontrollierter Atmosphäre.

<https://www.gloveboxs.com/de/products/glove-box-accessories/glove-box-zirconia-oxygen-analyzer.html>

Generated at 2026-08-17 04:05:51



Produktübersicht

Zirkonoxid-Sauerstoffanalysator für die kontinuierliche O₂-Überwachung in Glove-Box-Systemen und bietet stabile und zuverlässige Messungen für Labor- und Produktionsanwendungen mit kontrollierter Atmosphäre.

Technische Parameter

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Produkteinführung

Messbereich: 0-1000 ppm

Stromversorgung: DC24V

Signal: 4-20 mA

Genauigkeit: 2 % des angezeigten Wertes ± 1 ppm innerhalb von 100 ppm durch SPS oder unabhängige Anzeige

Zubehör und Anpassung

Zubehör

Mahlbecher, Heizelemente, Probenhalter, Steuermodule und weiteres passendes Zubehör können entsprechend der Produktkonfiguration ausgewählt werden.

Anpassung

Für Spannung, Kapazität, Kammergröße, Prozesstemperatur oder Anwendungsanforderungen kontaktieren Sie bitte TENCAN für eine passende Konfiguration.