

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ACCESORIOS PARA GUANTERAS

Analizador de oxígeno de circonio con guanteras

Analizador de oxígeno de circonio diseñado para el monitoreo continuo de O_2 en sistemas de caja de guantes, proporcionando una medición estable y confiable para aplicaciones de producción y laboratorio de atmósfera controlada.

<https://www.gloveboxs.com/es/products/glove-box-accessories/glove-box-zirconia-oxygen-analyzer.html>

Generated at 2026-08-17 04:05:52



Descripción general del producto

Analizador de oxígeno de circonio diseñado para el monitoreo continuo de O₂ en sistemas de caja de guantes, proporcionando una medición estable y confiable para aplicaciones de producción y laboratorio de atmósfera controlada.

Parámetros técnicos

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Introducción del producto

Rango de medición: 0-1000 ppm

Fuente de alimentación: CC 24 V.

Señal: 4-20 mA

Precisión: 2% del valor mostrado ± 1 ppm dentro de 100ppm a través de PLC o pantalla independiente

Accesorios y personalización

Accesorios

Los frascos de molienda, elementos calefactores, soportes de muestras, módulos de control y otros accesorios compatibles se pueden seleccionar según la configuración del producto.

Personalización

Para requisitos de voltaje, capacidad, tamaño de cámara, temperatura de proceso o aplicación, contacte con TENCAN para una configuración adecuada.