

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



PHỤ KIỆN HỘP GĂNG TAY

Máy phân tích oxy theo dõi hộp găng tay

Máy phân tích oxy theo dõi được thiết kế để theo dõi O_2 liên tục trong hệ thống hộp đựng
găng tay, cung cấp phép đo lượng oxy ở mức ppm đáng tin cậy để giúp duy trì điều kiện
không khí được kiểm soát ổn định.

<https://www.glovebox.com/vi/products/glove-box-accessories/glove-box-trace-oxygen-analyzer.html>

Generated at 2026-08-17 04:06:31



Tổng quan sản phẩm

Máy phân tích oxy theo dõi được thiết kế để theo dõi O₂ liên tục trong hệ thống hộp đựng găng tay, cung cấp phép đo lượng oxy ở mức ppm đáng tin cậy để giúp duy trì điều kiện không khí được kiểm soát ổn định.

Thông số kỹ thuật

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Giới thiệu sản phẩm

Phạm vi đo: 0-25%O₂

Tín hiệu: 4-20mA

Độ chính xác: $\pm 0,01\%$

Màn hình: PLC hoặc màn hình độc lập

Ứng dụng chính: kiểm tra hộp găng tay, máy phủ, hàn khí trơ, máy chip bán dẫn

Máy phân tích oxy GE OXY-IQ của Mỹ là mẫu cập nhật của máy phát oxy GE Panametrics O2X1. Máy phát oxy oxy-iq GE Panametrics là máy phân tích oxy vòng lặp kép có độ tin cậy cao và tiết kiệm chi phí với đầu ra tuyến tính hóa từ 4 đến 20 mA. Oxy có thể được đo ở phạm vi ppm và trong phạm vi phần trăm. Tất cả các phạm vi đều có thể được người dùng lựa chọn. Máy phát nhỏ gọn này sử dụng công nghệ cảm biến tiên tiến để đo chính xác lượng O₂ trong nhiều loại khí khác nhau, ngay cả trong môi trường nguy hiểm (vui lòng thông báo trước cho chúng tôi về các môi trường đặc biệt).

Oxy.iq của GE Panametrics được hiệu chỉnh bằng bộ vi xử lý cho phép người dùng chọn phạm vi điều khiển và điều chỉnh đầu ra. Lập trình rất dễ thực hiện bằng cách sử dụng bàn phím và màn hình. Thiết kế oxy.iq nhỏ gọn dễ dàng phù hợp với mọi vị trí lắp đặt và có thể lắp đặt chính xác tại điểm lấy mẫu.

Ứng dụng đa dạng:

- Thanh lọc và phát hiện rò rỉ
- khí tự nhiên
- Máy chip bán dẫn
- Máy phủ
- màng tách khí
- Hàn khí trơ
- Hydrocacbon khí tinh khiết
- Giám sát quá trình monome khí
- Xử lý nhiệt và ủ sáng

Đặc trưng:

- Tùy chọn an toàn nội tại
- Công nghệ cảm biến oxy tế bào nhiên liệu
- Tỷ lệ phần trăm và PPM tùy chọn
- Giao diện người dùng và chẩn đoán thân thiện và trực quan
- Xử lý các kết nối NPT 1/8" ở đầu vào và đầu ra (bản gốc) hoặc tùy chỉnh giao diện KF40
- Hoạt động đáng tin cậy của công nghệ kỹ thuật số hoàn toàn
- Bảo trì thấp, tiết kiệm và nhỏ gọn
- Lỗi đầu ra cảm biến
- Chỉ báo tuổi thọ cảm biến oxy
- chỉ báo lỗi

Thông số kỹ thuật:

Phạm vi: Phạm vi đo oxy 0 ~ 1,0000% (10000PPM), 0-25%

Độ chính xác: $\pm 0,01\%$

Độ phân giải: $\pm 0,0001\%$

Độ tuyến tính: $\pm 1\%FS$

Đầu ra tương tự: 4 ~ 20mA

Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.