

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕРЧАТОЧНЫХ БОКСОВ

KF Вакуумный дроссельный клапан

Вакуумный дроссельный клапан KF из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом FKM, доступен со стандартными соединениями KF40 и KF25. Предназначен для надежной изоляции потока и контроля вакуума в перчаточных камерах и системах вакуумных трубопроводов.

<https://www.gloveboxs.com/ru/products/glove-box-accessories/kf-vacuum-butterfly-valve.html>

Generated at 2026-08-17 04:07:39



TENCAN

Обзор продукта

Вакуумный дроссельный клапан KF из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом FKM, доступен со стандартными соединениями KF40 и KF25. Предназначен для надежной изоляции потока и контроля вакуума в перчаточных камерах и системах вакуумных трубопроводов.

Технические параметры

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Описание продукта

Интерфейс: стандартный KF40/25

Материал: нержавеющая сталь

Уплотнение::Фторкаучуковое кольцо

Скорость утечки: 10-Па.л/с.

Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.