

Professional  
Powder Equipment  
Manufacturer



Powder  
Equipment



Milling  
Technology



Powder  
Materials

# TENCAN

## Product Brochure



ACCESORIOS PARA GUANTERAS

## Válvula de mariposa de vacío KF

Válvula de mariposa de vacío KF de acero inoxidable con junta tórica de FKM, disponible con conexiones estándar KF40 y KF25. Diseñado para un aislamiento de flujo confiable y control de vacío en sistemas de tuberías de vacío y cajas de guantes.

<https://www.glovebox.com/es/products/glove-box-accessories/kf-vacuum-butterfly-valve.html>

Generated at 2026-08-17 04:07:45



TENCAN

## Descripción general del producto

Válvula de mariposa de vacío KF de acero inoxidable con junta tórica de FKM, disponible con conexiones estándar KF40 y KF25. Diseñado para un aislamiento de flujo confiable y control de vacío en sistemas de tuberías de vacío y cajas de guantes.

## Parámetros técnicos

| Parameter   | Model 1 |
|-------------|---------|
| Parameter 1 |         |
| Parameter 2 |         |



## Introducción del producto

Interfaz: estándar KF40/25

Material: acero inoxidable

Sello::Anillo de caucho flúor

Tasa de fuga: 10 Pa.L/S

## Accesorios y personalización

### Accesorios

Los frascos de molienda, elementos calefactores, soportes de muestras, módulos de control y otros accesorios compatibles se pueden seleccionar según la configuración del producto.

### Personalización

Para requisitos de voltaje, capacidad, tamaño de cámara, temperatura de proceso o aplicación, contacte con TENCAN para una configuración adecuada.