

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ACESSÓRIOS PARA CAIXA DE LUVAS

Válvula borboleta de vácuo KF

Válvula borboleta de vácuo KF em aço inoxidável com anel de vedação FKM, disponível com conexões padrão KF40 e KF25. Projetado para isolamento confiável de fluxo e controle de vácuo em sistemas de porta-luvas e tubulação de vácuo.

<https://www.gloveboxs.com/pt/products/glove-box-accessories/kf-vacuum-butterfly-valve.html>

Generated at 2026-08-17 04:07:50



Visão geral do produto

Válvula borboleta de vácuo KF em aço inoxidável com anel de vedação FKM, disponível com conexões padrão KF40 e KF25. Projetado para isolamento confiável de fluxo e controle de vácuo em sistemas de porta-luvas e tubulação de vácuo.

Parâmetros técnicos

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Introdução do produto

Interface: padrão KF40/25

Material: aço inoxidável

Vedação::Anel de borracha de flúor

Taxa de vazamento: 10-Pa.L/S

Acessórios e personalização

Acessórios

Jarras de moagem, elementos de aquecimento, suportes de amostras, módulos de controle e outros acessórios compatíveis podem ser selecionados de acordo com a configuração do produto.

Personalização

Para requisitos de tensão, capacidade, tamanho da câmara, temperatura de processo ou aplicação, entre em contato com a TENCAN para uma configuração adequada.