

Professional  
Powder Equipment  
Manufacturer



Powder  
Equipment



Milling  
Technology



Powder  
Materials

# TENCAN

## Product Brochure



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕРЧАТОЧНЫХ БОКСОВ

## Проход газа и жидкости

Ввод газа и жидкости предназначен для подключения оборудования внутри перчаточного бокса или вакуумной камеры к внешним линиям газа и жидкости. Имеет трубку из нержавеющей стали диаметром 8 мм и фланцевое уплотнение KF для надежной работы в вакууме.

<https://www.gloveboxs.com/ru/products/glove-box-accessories/gas-liquid-feedthrough.html>

Generated at 2026-08-17 04:07:56



## Обзор продукта

Ввод газа и жидкости предназначен для подключения оборудования внутри перчаточного бокса или вакуумной камеры к внешним линиям газа и жидкости. Имеет трубку из нержавеющей стали диаметром 8 мм и фланцевое уплотнение KF для надежной работы в вакууме.

## Технические параметры

| Parameter   | Model 1 |
|-------------|---------|
| Parameter 1 |         |
| Parameter 2 |         |



## Описание продукта

Среда: газ, жидкость

Труба: труба из нержавеющей стали ф8

Уплотнение: фланцевое уплотнение KF

Скорость утечки: 10 Па·л/с

Назначение: в основном используется для подключения внутреннего оборудования вакуумной коробки перчаточного ящика к внешнему миру.

## Аксессуары и индивидуальная настройка

### Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

### Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.