

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



グローブボックスアクセサリー

気体および液体フィードスルー

グローブボックスまたは真空エンクロージャー内の機器を外部のガスおよび液体ラインに接続するために設計されたガスおよび液体フィードスルー。信頼性の高い真空サービスを実現する 8 mm ステンレス鋼チューブと KF フランジ シーリングを備えています。

<https://www.gloveboxs.com/ja/products/glove-box-accessories/gas-liquid-feedthrough.html>

Generated at 2026-08-17 04:07:58



製品概要

グローブボックスまたは真空エンクロージャー内の機器を外部のガスおよび液体ラインに接続するために設計されたガスおよび液体フィードスルー。信頼性の高い真空サービスを実現する 8 mm ステンレス鋼チューブと KF フランジ シーリングを備えています。

技術パラメータ

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



製品紹介

媒体：気体、液体

パイプ：φ8ステンレスパイプ

シール□KFフランジシール

リーク量：10Pa□L/s

目的：主にグローブボックス真空ボックスの内部機器を外部に接続するために使用されます。

アクセサリとカスタマイズ

アクセサリ

粉碎ジャー、加熱素子、サンプルホルダー、制御モジュールなどの対応アクセサリは、製品構成に応じて選択できます。

カスタマイズ

電圧、容量、チャンバーサイズ、プロセス温度、用途要件については、適切な構成をご提案するためにTENCANまでお問い合わせください。