

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



글러브 박스 액세서리

가스 및 액체 피드스루

글러브 박스 또는 진공 인클로저 내부의 장비를 외부 가스 및 액체 라인에 연결하도록 설계된 가스 및 액체 피드스루입니다. 안정적인 진공 서비스를 위해 8mm 스테인리스 스틸 튜브와 KF 플랜지 밀봉이 특징입니다.

<https://www.gloveboxs.com/ko/products/glove-box-accessories/gas-liquid-feedthrough.html>

Generated at 2026-08-17 04:08:00



제품 개요

글러브 박스 또는 진공 인클로저 내부의 장비를 외부 가스 및 액체 라인에 연결하도록 설계된 가스 및 액체 피드스루입니다. 안정적인 진공 서비스를 위해 8mm 스테인리스 스틸 튜브와 KF 플랜지 밀봉이 특징입니다.

기술 매개변수

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



제품 소개

매체: 가스, 액체

파이프: $\Phi 8$ 스테인리스 파이프

씰: KF 플랜지 씰

누출율: 10-Pa·L/s

목적: 주로 글러브 박스 진공 상자의 내부 장비를 외부 세계에 연결하는 데 사용됩니다.

액세서리 및 맞춤 제작

액세서리

분쇄 용기, 가열 요소, 샘플 홀더, 제어 모듈 및 기타 호환 액세서는 제품 구성에 따라 선택할 수 있습니다.

맞춤 구성

전압, 용량, 챔버 크기, 공정 온도 또는 적용 요구 사항은 적절한 구성을 위해 TENCAN에 문의하십시오.