

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ACCESORIOS PARA GUANTERAS

Paso de gas y líquido

Pasamuros para gas y líquido diseñado para conectar equipos dentro de una caja de guantes o recinto de vacío a líneas externas de gas y líquido. Cuenta con un tubo de acero inoxidable de 8 mm y sellado de brida KF para un servicio de vacío confiable.

<https://www.gloveboxs.com/es/products/glove-box-accessories/gas-liquid-feedthrough.html>

Generated at 2026-08-17 04:08:03



Descripción general del producto

Pasamuros para gas y líquido diseñado para conectar equipos dentro de una caja de guantes o recinto de vacío a líneas externas de gas y líquido. Cuenta con un tubo de acero inoxidable de 8 mm y sellado de brida KF para un servicio de vacío confiable.

Parámetros técnicos

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Introducción del producto

Medio: gas, líquido

Tubería: tubería de acero inoxidable $\phi 8$

Sello: Sello de brida KF

Tasa de fuga: 10 Pa·L/s

Propósito: Se utiliza principalmente para conectar el equipo interno de la caja de vacío de la guantera al mundo exterior.

Accesorios y personalización

Accesorios

Los frascos de molienda, elementos calefactores, soportes de muestras, módulos de control y otros accesorios compatibles se pueden seleccionar según la configuración del producto.

Personalización

Para requisitos de voltaje, capacidad, tamaño de cámara, temperatura de proceso o aplicación, contacte con TENCAN para una configuración adecuada.