

Professional  
Powder Equipment  
Manufacturer



Powder  
Equipment



Milling  
Technology



Powder  
Materials

# TENCAN

## Product Brochure



PHỤ KIỆN HỘP GĂNG TAY

## Thông qua khí và chất lỏng

Đường dẫn khí và chất lỏng được thiết kế để kết nối thiết bị bên trong hộp găng tay hoặc vỏ chân không với đường dẫn khí và chất lỏng bên ngoài. Có ống thép không gỉ 8 mm và mặt bích KF bịt kín cho dịch vụ chân không đáng tin cậy.

<https://www.gloveboxs.com/vi/products/glove-box-accessories/gas-liquid-feedthrough.html>

Generated at 2026-08-17 04:08:05



## Tổng quan sản phẩm

Đường dẫn khí và chất lỏng được thiết kế để kết nối thiết bị bên trong hộp găng tay hoặc vỏ chân không với đường dẫn khí và chất lỏng bên ngoài. Có ống thép không gỉ 8 mm và mặt bích KF bịt kín cho dịch vụ chân không đáng tin cậy.

## Thông số kỹ thuật

| Parameter   | Model 1 |
|-------------|---------|
| Parameter 1 |         |
| Parameter 2 |         |



## Giới thiệu sản phẩm

Trung bình: khí, lỏng

Ống: ống thép không gỉ  $\phi 8$

Con dấu: Con dấu mặt bích KF

Tốc độ rò rỉ: 10-Pa·L/s

Mục đích: Chủ yếu dùng để kết nối các thiết bị bên trong của hộp chân không hộp găng tay với thế giới bên ngoài

## Phụ kiện và tùy chỉnh

### Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

### Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.