

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ACCESSOIRES POUR BOÎTE À GANTS

Passage de gaz et de liquide

Traversée de gaz et de liquide conçue pour connecter des équipements situés à l'intérieur d'une boîte à gants ou d'une enceinte à vide à des conduites externes de gaz et de liquide. Comprend un tube en acier inoxydable de 8 mm et une bride d'étanchéité KF pour un service sous vide fiable.

<https://www.gloveboxs.com/fr/products/glove-box-accessories/gas-liquid-feedthrough.html>

Generated at 2026-08-17 04:08:06



Présentation du produit

Traversée de gaz et de liquide conçue pour connecter des équipements situés à l'intérieur d'une boîte à gants ou d'une enceinte à vide à des conduites externes de gaz et de liquide. Comprend un tube en acier inoxydable de 8 mm et une bride d'étanchéité KF pour un service sous vide fiable.

Paramètres techniques

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Présentation du produit

Milieu : gaz, liquide

Tuyau : tuyau en acier inoxydable $\phi 8$

Joint : joint de bride KF

Taux de fuite : 10 Pa·L/s

Objectif : principalement utilisé pour connecter l'équipement interne de la boîte à vide de la boîte à gants au monde extérieur

Accessoires et personnalisation

Accessoires

Les bols de broyage, éléments chauffants, porte-échantillons, modules de commande et autres accessoires compatibles peuvent être sélectionnés selon la configuration du produit.

Personnalisation

Pour les exigences de tension, capacité, taille de chambre, température de procédé ou application, veuillez contacter TENCAN pour une configuration adaptée.