

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ACESSÓRIOS PARA CAIXA DE LUVAS

Passagem de gás e líquido

Passagem de gás e líquido projetada para conectar equipamentos dentro de um porta-luvas ou gabinete de vácuo a linhas externas de gás e líquido. Apresenta um tubo de aço inoxidável de 8 mm e vedação de flange KF para serviço de vácuo confiável.

<https://www.gloveboxs.com/pt/products/glove-box-accessories/gas-liquid-feedthrough.html>

Generated at 2026-08-17 04:08:08



Visão geral do produto

Passagem de gás e líquido projetada para conectar equipamentos dentro de um porta-luvas ou gabinete de vácuo a linhas externas de gás e líquido. Apresenta um tubo de aço inoxidável de 8 mm e vedação de flange KF para serviço de vácuo confiável.

Parâmetros técnicos

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Introdução do produto

Meio: gás, líquido

Tubo: tubo de aço inoxidável $\varnothing 8$

Vedação: vedação de flange KF

Taxa de vazamento: 10-Pa·L/s

Finalidade: Usado principalmente para conectar o equipamento interno da caixa de vácuo do porta-luvas ao mundo exterior

Acessórios e personalização

Acessórios

Jarras de moagem, elementos de aquecimento, suportes de amostras, módulos de controle e outros acessórios compatíveis podem ser selecionados de acordo com a configuração do produto.

Personalização

Para requisitos de tensão, capacidade, tamanho da câmara, temperatura de processo ou aplicação, entre em contato com a TENCAN para uma configuração adequada.