

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



グローブボックスアクセサリー

高精度圧力伝送器

グローブボックスの圧力監視および制御用に設計された高精度圧力トランスミッタで、 ± 12.5 mbar の測定範囲、24 VDC 電源、および標準の 4 ~ 20 mA 出力信号を備えています。

<https://www.gloveboxs.com/ja/products/glove-box-accessories/high-precision-pressure-transmitter.html>

Generated at 2026-08-17 04:08:52



製品概要

グローブボックスの圧力監視および制御用に設計された高精度圧力トランスミッタで、 ± 12.5 mbar の測定範囲、24 VDC 電源、および標準の 4 ~ 20 mA 出力信号を備えています。

技術パラメータ

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



製品紹介

範囲: $\pm 12.5\text{mbar}$

電源 □DC24V

信号: 4-20mA

アクセサリとカスタマイズ

アクセサリ

粉碎ジャー、加熱素子、サンプルホルダー、制御モジュールなどの対応アクセサリは、製品構成に応じて選択できます。

カスタマイズ

電圧、容量、チャンバーサイズ、プロセス温度、用途要件については、適切な構成をご提案するためにTENCANまでお問い合わせください。