

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕРЧАТОЧНЫХ БОКСОВ

Система адсорбции паров органических растворителей

Система адсорбции паров органических растворителей, предназначенная для использования в перчаточных камерах, имеет интегрированную компактную конструкцию с предохранительными дроссельными клапанами. Адсорбционный материал можно быстро заменить, не нарушая внутреннюю атмосферу высокой чистоты.

<https://www.gloveboxs.com/ru/products/glove-box-accessories/organic-solvent-vapor-adsorption-system.html>

Generated at 2026-08-17 04:10:02



Обзор продукта

Система адсорбции паров органических растворителей, предназначенная для использования в перчаточных камерах, имеет интегрированную компактную конструкцию с предохранительными дроссельными клапанами. Адсорбционный материал можно быстро заменить, не нарушая внутреннюю атмосферу высокой чистоты.

Технические параметры

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Описание продукта

Назначение: адсорбция паров растворителя.

Размер: $\phi 214$ мм, В470мм

Может быть интегрирован с коробкой и оснащен предохранительным дроссельным клапаном.

Материалы можно быстро заменить, не разрушая атмосферу высокой чистоты.

Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.