

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



글러브 박스 액세서리

유기용제 증기 흡착 시스템

글러브 박스 용도로 설계된 유기 용제 증기 흡착 시스템은 안전 버터플라이 밸브가 포함된 통합 소형 디자인을 특징으로 합니다. 고순도 내부 분위기를 방해하지 않고 흡착재를 신속하게 교체할 수 있습니다.

<https://www.gloveboxs.com/ko/products/glove-box-accessories/organic-solvent-vapor-adsorption-system.html>

Generated at 2026-08-17 04:10:05



제품 개요

글러브 박스 용도로 설계된 유기 용제 증기 흡착 시스템은 안전 버티플라이 밸브가 포함된 통합 소형 디자인을 특징으로 합니다. 고순도 내부 분위기를 방해하지 않고 흡착재를 신속하게 교체할 수 있습니다.

기술 매개변수

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



제품 소개

목적: 용매 증기 흡착

크기: $\Phi 214\text{mm}$, H470mm

박스와 통합 가능하며 안전 버터플라이 밸브 장착 가능

고순도 분위기를 파괴하지 않고 재료를 빠르게 변경할 수 있습니다.

액세서리 및 맞춤 제작

액세서리

분쇄 용기, 가열 요소, 샘플 홀더, 제어 모듈 및 기타 호환 액세서는 제품 구성에 따라 선택할 수 있습니다.

맞춤 구성

전압, 용량, 챔버 크기, 공정 온도 또는 적용 요구 사항은 적절한 구성을 위해 TENCAN에 문의하십시오.