

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ACCESSOIRES POUR BOÎTE À GANTS

Système d'adsorption de vapeur de solvant organique

Système d'adsorption de vapeurs de solvants organiques conçu pour les applications en boîte à gants, doté d'une conception compacte intégrée avec vannes papillon de sécurité. Le matériau d'adsorption peut être remplacé rapidement sans perturber l'atmosphère interne de haute pureté.

<https://www.glovebox.com/fr/products/glove-box-accessories/organic-solvent-vapor-adsorption-system.html>

Generated at 2026-08-17 04:10:11



TENCAN

Présentation du produit

Système d'adsorption de vapeurs de solvants organiques conçu pour les applications en boîte à gants, doté d'une conception compacte intégrée avec vannes papillon de sécurité. Le matériau d'adsorption peut être remplacé rapidement sans perturber l'atmosphère interne de haute pureté.

Paramètres techniques

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Présentation du produit

Objectif : adsorber les vapeurs de solvant

Taille : $\varnothing$ 214 mm, H470 mm

Peut être intégré au coffret et équipé de vanne papillon de sécurité

Les matériaux peuvent être changés rapidement sans détruire l'atmosphère de haute pureté

Accessoires et personnalisation

Accessoires

Les bols de broyage, éléments chauffants, porte-échantillons, modules de commande et autres accessoires compatibles peuvent être sélectionnés selon la configuration du produit.

Personnalisation

Pour les exigences de tension, capacité, taille de chambre, température de procédé ou application, veuillez contacter TENCAN pour une configuration adaptée.