

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ACESSÓRIOS PARA CAIXA DE LUVAS

Sistema de adsorção de vapor de solvente orgânico

Sistema de adsorção de vapor de solvente orgânico projetado para aplicações em porta-luvas, apresentando um design compacto integrado com válvulas borboleta de segurança. O material de adsorção pode ser substituído rapidamente sem perturbar a atmosfera interna de alta pureza.

<https://www.gloveboxs.com/pt/products/glove-box-accessories/organic-solvent-vapor-adsorption-system.html>

Generated at 2026-08-17 04:10:13



TENCAN

Visão geral do produto

Sistema de adsorção de vapor de solvente orgânico projetado para aplicações em portatuvas, apresentando um design compacto integrado com válvulas borboleta de segurança. O material de adsorção pode ser substituído rapidamente sem perturbar a atmosfera interna de alta pureza.

Parâmetros técnicos

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Introdução do produto

Finalidade: adsorver vapor de solvente

Tamanho: ϕ 214mm, H470mm

Pode ser integrado na caixa e equipado com válvula borboleta de segurança

Os materiais podem ser alterados rapidamente sem destruir a atmosfera de alta pureza

Acessórios e personalização

Acessórios

Jarras de moagem, elementos de aquecimento, suportes de amostras, módulos de controle e outros acessórios compatíveis podem ser selecionados de acordo com a configuração do produto.

Personalização

Para requisitos de tensão, capacidade, tamanho da câmara, temperatura de processo ou aplicação, entre em contato com a TENCAN para uma configuração adequada.