

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ACESSÓRIOS PARA CAIXA DE LUVAS

Resfriador de água com recirculação de precisão

Refrigerador de água com recirculação de precisão com faixa de temperatura de 3 a 35°C e precisão de controle de $\pm 0,1^\circ\text{C}$, apresentando alto fluxo, alta pressão de cabeça e circulação de água limpa. A desionização opcional e múltiplas funções de proteção suportam aplicações exigentes de resfriamento de laboratórios e porta-luvas.

<https://www.glovebox.com/pt/products/glove-box-accessories/precision-recirculating-water-chiller.html>

Generated at 2026-08-17 04:10:31



Visão geral do produto

Refrigerador de água com recirculação de precisão com faixa de temperatura de 3 a 35°C e precisão de controle de $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$, apresentando alto fluxo, alta pressão de cabeça e circulação de água limpa. A desionização opcional e múltiplas funções de proteção suportam aplicações exigentes de resfriamento de laboratórios e porta-luvas.

Parâmetros técnicos

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Introdução do produto

Faixa de temperatura: 3-35°C

Precisão do controle de temperatura: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$

Características: Sistema de circulação de água de alta precisão, alta elevação, alto fluxo e alta limpeza

Dispositivo de deionização opcional para atender requisitos especiais de qualidade da água, alta e baixa pressão, sobrecarga e outras proteções

Acessórios e personalização

Acessórios

Jarras de moagem, elementos de aquecimento, suportes de amostras, módulos de controle e outros acessórios compatíveis podem ser selecionados de acordo com a configuração do produto.

Personalização

Para requisitos de tensão, capacidade, tamanho da câmara, temperatura de processo ou aplicação, entre em contato com a TENCAN para uma configuração adequada.