

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕРЧАТОЧНЫХ БОКСОВ

Бутилкаучуковые перчатки для перчаточного ящика

Перчатки из бутилкаучука, предназначенные для перчаточных боксов, обеспечивают превосходную воздухонепроницаемость, химическую стойкость и надежную защиту при работе в контролируемой атмосфере.

<https://www.gloveboxs.com/ru/products/glove-box-accessories/glove-box-butyl-rubber-gloves.html>

Generated at 2026-08-17 04:10:37



Обзор продукта

Перчатки из бутилкаучука, предназначенные для перчаточных боксов, обеспечивают превосходную воздухонепроницаемость, химическую стойкость и надежную защиту при работе в контролируемой атмосфере.

Технические параметры

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Описание продукта

Калибр: 8 дюймов/220 мм

Толщина: 0,4 мм/0,8 мм

Длина: 800 мм

Материал: Бутил

Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.