

Professional  
Powder Equipment  
Manufacturer



Powder  
Equipment



Milling  
Technology



Powder  
Materials

# TENCAN

## Product Brochure



グローブボックスアクセサリー

## グローブボックスブチルゴム手袋

グローブ ボックス システム用に設計されたブチルゴム手袋は、優れた気密性、耐薬品性、および雰囲気制御された用途に信頼性の高い保護を提供します。

<https://www.glovebox.com/ja/products/glove-box-accessories/glove-box-butyl-rubber-gloves.html>

Generated at 2026-08-17 04:10:39



## 製品概要

グローブ ボックス システム用に設計されたブチルゴム手袋は、優れた気密性、耐薬品性、および雰囲気制御された用途に信頼性の高い保護を提供します。

## 技術パラメータ

| Parameter   | Model 1 |
|-------------|---------|
| Parameter 1 |         |
| Parameter 2 |         |



## 製品紹介

口径: 8インチ/220mm

厚さ: 0.4mm/0.8mm

長さ: 800mm

材質: ブチル

## アクセサリーとカスタマイズ

### アクセサリ

粉碎ジャー、加熱素子、サンプルホルダー、制御モジュールなどの対応アクセサリは、製品構成に応じて選択できます。

### カスタマイズ

電圧、容量、チャンバーサイズ、プロセス温度、用途要件については、適切な構成をご提案するためにTENCANまでお問い合わせください。