

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



HANDSCHUHBOX-ZUBEHÖR

Handschuhfach-Handschuhe aus Butylkautschuk

Handschuhe aus Butylkautschuk, die für Glove-Box-Systeme entwickelt wurden und hervorragende Luftdichtheit, Chemikalienbeständigkeit und zuverlässigen Schutz für Anwendungen in kontrollierter Atmosphäre bieten.

<https://www.gloveboxs.com/de/products/glove-box-accessories/glove-box-butyl-rubber-gloves.html>

Generated at 2026-08-17 04:10:43



Produktübersicht

Handschuhe aus Butylkautschuk, die für Glove-Box-Systeme entwickelt wurden und hervorragende Luftdichtheit, Chemikalienbeständigkeit und zuverlässigen Schutz für Anwendungen in kontrollierter Atmosphäre bieten.

Technische Parameter

Parameter	Model 1
Parameter 1	
Parameter 2	



Produkteinführung

Kaliber: 8 Zoll/220 mm

Dicke: 0,4 mm/0,8 mm

Länge: 800 mm

Material: Butyl

Zubehör und Anpassung

Zubehör

Mahlbecher, Heizelemente, Probenhalter, Steuermodule und weiteres passendes Zubehör können entsprechend der Produktkonfiguration ausgewählt werden.

Anpassung

Für Spannung, Kapazität, Kammergröße, Prozesstemperatur oder Anwendungsanforderungen kontaktieren Sie bitte TENCAN für eine passende Konfiguration.